


DURAglide 3™

Cateter para extração de cálculos Triplo Lúmen SUPER fluxo!



- Performance Garantida – Construção do balão de alta qualidade
- Capacidade de Lúmen de injeção aumentada – Aumenta o fluxo e reduz a fadiga da mão
- Portas coloridas codificando entrando de fio guia – Identificação visual para fio guia e injeção de contraste
- Marcas Radiopacas espaçadas em 1 cm a partir da ponta distal – Possibilita a visualização da posição do balão
- Cateter em Pebax – aumenta a estabilidade na inserção do cateter
- Compatível com Fio Guia o.035"



.035"
COMPATÍVEL

.035"
COMPATÍVEL

DURAglide 3™

Triplo Lúmen SUPER fluxo!

Informações sobre pedidos

Catalog Number	Balloon		Catheter		Guidewire Compatibility
	O.D.(mm)	VOL.(cc)	O.D.	Length	
007123	8.5	.75	7-5F/2.3-1.7 mm	200 cm	.035"/.89 mm
007124	11.5	1.5	7-5F/2.3-1.7 mm	200 cm	.035"/.89 mm
007125	15	3.5	7-5F/2.3-1.7 mm	200 cm	.035"/.89 mm
Injection Below Balloon					
007143	8.5	.75	7-5F/2.3-1.7 mm	200 cm	.035"/.89 mm
007144	11.5	1.5	7-5F/2.3-1.7 mm	200 cm	.035"/.89 mm
007145	15	3.5	7-5F/2.3-1.7 mm	200 cm	.035"/.89 mm

