


Pinças para Recuperação de Corpo Estranho LSVP:


	Pinça para recuperação de Corpo Estranho Tipo Jacaré (Alligator)	
Código do Produto	Diam. (mm)	Comp. (mm)
3253	1.66 mm	1750 mm
3753	1.66 mm	1900 mm
3016	1.8 mm	350 mm
3016l	1.8 mm	650 mm
1023	1.8 mm	1200 mm
1063	1.8 mm	1750 mm
1093	1.8 mm	1900 mm
3216	2.3 mm	350 mm
3216l	2.3 mm	650 mm
1233	2.3 mm	1200 mm
1263	2.3 mm	1650 mm
1293	2.3 mm	2350 mm
3793	2.3 mm	3500 mm


	Pinça para recuperação de Corpo Estranho tipo Dente de Rato	
Código do Produto	Diam. (mm)	Comp. (mm)
3055	1.66 mm	350 mm
3155	1.66 mm	650 mm
3355	1.66 mm	1200 mm
3255	1.66 mm	1750 mm
3755	1.66 mm	1900 mm
3955	1.66 mm	2350 mm
3015	1.8 mm	350 mm
3015l	1.8 mm	650 mm
1025	1.8 mm	1200 mm
1065	1.8 mm	1750 mm
1095	1.8 mm	1900 mm


3215	2.3 mm	350 mm
3215I	2.3 mm	650 mm
1235	2.3 mm	1200 mm
1265	2.3 mm	1650 mm
1295	2.3 mm	2350 mm
3795	2.3 mm	3500 mm


		
Pinça para recuperação de Corpo Estranho tipo Dente de Rato Alongada		
Código do Produto	Diam. (mm)	Comp. (mm)
1004	1.8 mm	350 mm
1005	1.8 mm	650 mm
1006	1.8 mm	1200 mm
1008	1.8 mm	1750 mm
1009	1.8 mm	1900 mm
1215	2.3 mm	650 mm
1225	2.3 mm	1650 mm
1245	2.3 mm	2350 mm


		
Pinça para recuperação de Corpo Estranho tipo Dente de Rato Extra Longa		
Código do Produto	Diam. (mm)	Comp. (mm)
1055	1.8 mm	650 mm


		
Pinça para recuperação de Corpo Estranho tipo Dente de Rato combinada com Jacaré		
Código do Produto	Diam. (mm)	Comp. (mm)
1255	2.3 mm	1650 mm
1257	2.3 mm	2350 mm


			<p>Pinça para recuperação de Corpo Estranho 3 garras atraumática</p>		
Código do Produto		Diam. (mm)	Comp. (mm)		
1032		1.8 mm	1200 mm		
1062		1.8 mm	1750 mm		
1098		1.8 mm	1900 mm		
1232		2.3 mm	1200 mm		
1262		2.3 mm	1650 mm		
1298		2.3 mm	2350 mm		


			<p>Pinça para recuperação de Corpo Estranho Aforquilhada</p>		
Código do Produto		Diam. (mm)	Comp. (mm)		
1026		1.8 mm	1200 mm		
1060		1.8 mm	1750 mm		
1080		1.8 mm	1900 mm		
1226		2.3 mm	1200 mm		
1260		2.3 mm	1650 mm		
1280		2.3 mm	2350 mm		


			<p>Pinça para recuperação de Corpo Estranho 3 garras</p>		
Código do Produto		Diam. (mm)	Comp. (mm)		
1029		1.8 mm	1200 mm		
1061		1.8 mm	1750 mm		
1091		1.8 mm	1900 mm		
1231		2.3 mm	1200 mm		
1261		2.3 mm	1650 mm		
1291		2.3 mm	2350 mm		

			<p>Pinça para recuperação de Corpo Estranho Alligator Longa Atraumática</p>		
Código do Produto		Diam. (mm)	Comp. (mm)		
3057		1.66 mm	350 mm		
3157		1.66 mm	650 mm		
3357		1.66 mm	1200 mm		
3257		1.66 mm	1750 mm		
3957		1.66 mm	2350 mm		

			<p>Pinça para recuperação de Corpo Estranho 4 garras</p>		
Código do Produto		Diam. (mm)	Comp. (mm)		
1281		2.3 mm	1650 mm		
1268		2.3 mm	2350 mm		

			<p>Pinça para Retirada de Balão</p>		
Código do Produto		Diam. (mm)	Comp. (mm)		
1360		2.3 mm	1650 mm		
1380		2.3 mm	2350 mm		

			<p>Pinça para Retirada de balão tipo tesoura curta</p>		
Código do Produto		Diam. (mm)	Comp. (mm)		
3353		2.3 mm	1650 mm		
3053		2.3 mm	2350 mm		

			<p>Pinça para Retirada de balão tipo tesoura alongada</p>		
---	--	--	---	--	--



Pinça para Recuperação de Corpo Estranho

Código do Produto	Diam. (mm)	Comp. (mm)
3153	2.3 mm	1650 mm
3953	2.3 mm	2350 mm

Responsável Legal
Pedro Roberto Braga Tolentino
CPF: 732.159.536-68

Responsável Técnica
Karla Azevedo Rodrigues Correa
CRF/MG 16.184